



scandinaviannonwoven

BRUKSANVISNING
SVENKO Sittdyna



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2013LK0003 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





scandinaviannonwoven

Säkerhetsföreskrifter

- Använd endast sittdynan för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
- Sittdynan ska placeras/användas så att den inte blir skadad eller klämd.
- Kontrollera alltid att sittdynan har rätt storlek.

CE-Märkning

SVENKO Sittdyna är en medicinteknisk produkt, klass 1 och den är CE-märkt enligt MDR 2017/745. CE-märkningen säkerställer att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter.

Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter.

OBS! Om en allvarlig incident med koppling till denna medicintekniska enhet inträffar, och denna incident påverkar användaren eller patienten, ska användaren eller patienten rapportera denna allvarliga incident till Scandinavian Nonwoven AB så snart det är möjligt.

Produktbeskrivning

SVENKO Sittdyna är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö. Sittdynan är tillverkad av glatta silikoniserade polyesterhålfiber. Fiberns glatta egenskaper motverkar risken för skjuv. Sittdynan har en tryckutjämnande funktion och bidrar till att fördela kroppstyngden över sittdynans yta. Svenko sittdyna används primärt som komfortdyna. Den är lämplig för magra personer som behöver extra polstring samt till personer med smärta. Sittdynan används endast i förebyggande syfte och bör ej användas till personer med sår*.

* Detta är endast riktlinjer och ersätter inte klinisk bedömning eller erfarenhet.



scandinaviannonwoven

Uppackning

SVENKO Sittdyna levereras i återvinningsbar plast.

1. Innan uppackning av sittdynan, kontrollera att den ej är skadad.
2. Avlägsna plasten försiktigt, använd inget vasst föremål vid öppnandet för att undvika skada på sittdynan.

Användning

SVENKO Sittdyna placeras på ett plant underlag med sömmarna horisontellt. Dynan kan användas både med och utan överdrag. Sittdynan bör vändas med jämna mellanrum för att öka livslängden. Det är vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att användaren kan använda produkten på ett säkert sätt.

Tekniska data

| | |
|---------------------------------|---|
| Fyllning | Silkoniserad polyesterhålfiber |
| Tyg | 100% polyester FR 104 g/m ² (±5 %) |
| Förpackning | Förpackad i klar plast |
| Färg | Vit |
| Rekommenderad brukarvikt | 0-120 kg |

Märkning

Etikett med leverantörsnamn, anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer och tillverkningsdatum är placerad på sittdynan. Sittdynan är Öko-tex certifierad.

Brandhärdighet

Madrasen är testad och godkänd enligt EN 597-1.

BRANDVARNING

Cigaretter, tändare, öppna lågor och värmeelement i exempelvis elektriska kaminer (och andra elektriska apparater) är brandrisker som kan antända sänglinne, filter och kläder. Det är mycket viktigt att dessa brandrisker inte förekommer i närheten av sittkudden.

Storlekar

| | |
|------------|------------------|
| 50 x 50 cm | Art.nr. SIT5050L |
|------------|------------------|

Rengöring

Sittdynan tvättas i 60 °C och kan torktumlas på låg värme till stryktorr. Torkas sittdynan vid för hög temperatur förstörs fibermaterialet.

Garanti

Produkten har 2 års garanti, den avser tillverkningsfel.



scandinaviannonwoven

Destruering

Sittdynan samt emballage sorteras som brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Vid reklamation ska detta rapporteras direkt till Scandinavian Nonwoven AB.

Vid returnering av reklamerad vara, ska detta ske enligt våra instruktioner och får först göras när reklamationen är anmäld till Scandinavian Nonwoven AB.

Tillverkare

Scandinavian Nonwoven AB

Kontakt:

Telefon: 044-203960

E-post: info@nonwoven.se

Support:

Måndag – fredag

08.00 – 16.30

Postadress:

Alevägen 1

291 63 Kristianstad